

# Produktinformation Desinfektion

Fragen? Nachbestellung?

**Tel. 0800 0101 0505**

-gebührenfrei aus Deutschland und Österreich-

Schwarzmann GmbH  
Jurastrasse 15  
93155 Haag

## Gutachten Wirksamkeit

### Gutachten für dd-Flächendesinfektion

Anwendung:

Auftragen mit Lappen, durch Einsprühen, durch Eintauchen

**UND** mechanische Einwirkung (Wischen). Ohne Vorreinigung (bei Belastung geprüft), Einwirkzeit abwarten

Lieferung: Dosierflasche, im Lieferzustand als Superkonzentrat: Xi - reizend,

Einwirkzeiten:

7,5% - **1 Minute, 75ml** Desinfektion Rest auf **1 Liter Wasser** auffüllen

3% - 15 Minuten, 30ml Desinfektion, Rest auf 1 Liter Wasser auffüllen

Einwirkzeiten gemäß folgender Gutachten:

MRSA Prof. Dr. Werner 30.01.2007

Vaccina Prof. Dr. Steinmann 25.08.2006

BVDV Prof. Dr. Steinmann 10.09.2005

Bakterien/Pilze Prof. Dr. Schubert vom 29.11.2004

HBV/HIV Prof. Dr. Frösner 08.06.2003

Bakterien/Pilze: Prof. Dr. Marth 15.05.2003

### Gutachten für dd-Abdruckdesinfektion

Anwendung:

Eintauchen und auf vollständige Benetzung achten, **während der Einwirkzeit eingetaucht lassen**, abspülen,

**OHNE** mechanische Einwirkung (Wischen), (Instrumentendesinfektion, Tauchbaddesinfektion)

Lieferung: Dosierflasche, im Lieferzustand als Superkonzentrat: C - ätzend

Einwirkzeiten (bei hoher Belastung):

3% - 15 Minuten (Bakterien, Pilze, behüllte Viren wie HIV, HBC, HCV)

3% - 60 Minuten (TBC)

Dosierung: **30ml** Desinfektion auf **1 Liter Wasser** auffüllen

Einwirkzeiten gemäß folgender Gutachten:

Tbc Prof. Dr. Schubert 17.08.2007

Bakterien / Pilze Prof. Dr. Schrader 03.08.2007

Bakterien / Pilze Prof. Dr. Werner 20.07.2007

Vaccinia Prof. Dr. Steinmann 25.12.2006

BVDV Prof. Dr. Steinmann 28.11.2006

Die Gutachten wurden auf die zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Richtlinien der genannten Fachgesellschaften erstellt.

Alle Gutachten können auf Wunsch von der Behörde eingesehen werden. Die Gutachten wurden nach den Richtlinien der VAH (früher DGHM), bzw. DVV/RKI durchgeführt und betreffen die Rahmenrezeptur.

Die Produktion der Desinfektionsmittel erfolgt mit dem Qualitätsmanagement System der [ISO 9001](#)-Norm sowie der [ISO 13485](#) (Medizinprodukte), obgleich beide Produkte keine Medizinprodukte nach MPG sind.

## Herstellerbescheinigung Formstabilität

Hiermit bescheinigt die Schwarzmann GmbH, dass dd-Abdruckdesinfektion auf Gipskompatibilität und Formstabilität bei Abformungen im zahntechnischen Labor erfolgreich geprüft wurde.

Hans Schwarzmann  
Geschäftsführer Schwarzmann GmbH

Beide Produkte entsprechen den Empfehlungen vom 25.08.2009 des Robert Koch-Institutes zu Hygienemaßnahmen bei Patienten mit

**Verdacht auf bzw. nachgewiesener Influenza / „Schweinegrippe“**

